


**SKÅNES
KOMMUNER**



PRODUKTGUIDE FÖR MADRASSER

SKÅNES KOMMUNER
FRÅN OCH MED 2023-03-01

1.	Standardmadrass	2
2.	Standardmadrass för brukare med hög vikt	3
3.	Bäddmadrass	4
4.	Tryckfördelande toppmadrass med pump	5
5.	Tryckfördelande hybridmadrass.....	6
6.	Tryckavlastande toppmadrass med pump.....	7
7.	Tryckavlastande madrass med pump	8

1. Standardmadrass

ISO-kod: 043306

Användningsområde: Madrass som placeras direkt på sängbotten i kommunernas vårdsängar i ordinärt alternativt särskilt boende.

Stratum Sense

Leverantör: Comco AB

www.comco.se

Beskrivning: Tryckfördelande madrass som är förebyggande vid behandling av trycksår till och med kategori 2. Madrassen har en kärna av kallsaum med densitet 52kg/m³. Skummet är profilerat och försett med ett trikåöverdrag. Madrassen är uppdelad i olika zoner med extra bärighet när sängen används i ett uppfällt läge. Madrassen har ett avtagbart ångpermeabelt elastiskt inkontinensöverdrag som är försett med evakueringshandtag och remmar.

Tillbehör: Förlängningsdelar i 10cm och 20cm för samtliga storlekar 325:-/st.

Skötsel: Överdraget är avtorkningsbart med desinfektionsmedel och tvättbart i max 90 grader C. Se även bruksanvisning och madrassens märkning. Efter rengöring kontrollera överdraget, är överdraget skadat ska det bytas ut. Vid skadat överdrag kontrollera även att ingen vätska trängt ner till madrasskärnan. Beräknad livslängd är 5 år när madrassen sköts enligt tillverkarens bruksanvisning. Tillverkningsdatum framgår genom märkning på madrassens stomme.

Max brukarvikt: 150kg

Upphandlade bredder: 85, 90, 105 och 120cm. Längd 200cm. Höjd 14cm.

Inköpspris: 1959:-



2. Standardmadrass för brukare med hög vikt

ISO-kod: 043306

Användningsområde: Madrass som placeras direkt på sängbotten i kommunernas vårdängar i ordinärt alternativt särskilt boende.

Dyna-Form Mercury

Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB

www.directhealthcaregroup.com/sv/

Beskrivning: Tryckfördelande madrass som är förebyggande vid behandling av trycksår till och med kategori 2. Madrassen har en kärna av CME-skum med densitet 38-40kg/m³. Skummet är profilerat och försett med sidostödsväggar. Madrassen är uppdelad i olika zoner med extra bärighet när sängen används i ett uppfällt läge. Madrassen har ett avtagbart ångpermeabelt elastiskt inkontinensöverdrag.


Tillbehör se webbsida.

Skötsel: Överdraget är avtorkningsbart med desinfektionsmedel och tvättbart i max 80 grader C. Se även bruksanvisning och madrassens märkning. Efter rengöring kontrollera överdraget, är överdraget skadat ska det bytas ut. Vid skadat överdrag kontrollera även att ingen vätska trängt ner till madrasskärnan. Beräknad livslängd är 8 år när madrassen sköts enligt tillverkarens bruksanvisning. Tillverkningsdatum framgår genom märkning på madrassens stomme.

Max brukarvikt: 254kg

Upphandlade bredder: 90, 105 och 120cm. Längd 200cm. Höjd 15cm.

Inköpspris: 1695:-



3. Bäddmadrass

ISO-kod: 043306

Användningsområde: Bäddmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass i säng med resår madrass.

Optimal 5zon BM

Leverantör: Care of Sweden AB

www.careofsweden.se

Beskrivning: Tryckfördelande madrass som är förebyggande vid behandling av trycksår till och med kategori 2. Madrassen har en kärna av kallskum med densitet 65kg/m³. Madrassen har ett avtagbart ångpermeabelt elastiskt inkontinensöverdrag med fästband till resår madrass.

Skötsel: Överdraget är avtorkningsbart med desinfektionsmedel och tvättbart i max 95 grader C. Se även bruksanvisning och madrassens märkning. Efter rengöring kontrollera överdraget, är överdraget skadat ska det bytas ut. Vid skadat överdrag kontrollera även att ingen vätska trängt ner till madrasskärnan. Beräknad livslängd är 5 år när madrassen sköts enligt tillverkarens bruksanvisning. Tillverkningsdatum framgår genom märkning på madrassens stomme.

Max brukarvikt: 150kg

Upphandlade bredder: 80, 90, 105 och 120cm. Längd 200cm. Höjd 6cm.

Inköpspris: 1642:-



4. Tryckfördelande toppmadrass med pump

ISO-kod: 043306

Användningsområde: Toppmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass i vårdsäng eller säng med resår madrass.

Curocell SAM PRO CF

Leverantör: Care of Sweden AB

www.careofsweden.se

Beskrivning: Tryckfördelande statisk bäddmadrass som används förebyggande vid behandling av trycksår till och med kategori 3. Toppmadrass som kräver undermadrass typ skummadrass eller resår madrass. Madrassen består av luftceller som är kopplade mellan varandra. Mellan cellerna och överdraget finns ett mjukt inneröverdrag som ökar komforten. Pumpen bibehåller automatiskt vald tryck- och komfortnivå. Det innebär att pumpen endast arbetar aktivt när det krävs, vilket minskar ljud och vibrationer. Pumpen larmar vid fel som lågt lufttryck i madrassen. Madrassen levereras med avtagbart ångpermeabelt elastiskt inkontinensöverdrag med fästband i resår. Väska ingår.

Tillbehör: Undermadrass Prima 6, 6cm, krav i samband med placering i vårdsäng 1090:-

Skötsel: Installation av madrassen tar ca 15 minuter. Pumpen har ett komfortreglage som ställs in efter brukarens vikt, se bruksanvisningen. Handcheck ska göras. Överdraget är avtorkningsbart med desinfektionsmedel och tvättbart i max 95 grader C. Se även bruksanvisning och madrassens märkning. Efter rengöring kontrollera överdraget, är överdraget skadat ska det bytas ut. Beräknad livslängd är 5 år när madrassen sköts enligt tillverkarens bruksanvisning. Tillverkningsdatum framgår genom märkning på madrassens stomme.

Max brukarvikt: 250kg

Upphandlade bredder: 90, 105 och 120cm. Längd 200cm. Höjd 10cm.

Inköpspris: 6890:-



5. Tryckfördelande hybridmadrass

ISO-kod: 043306

Användningsområde: Madrass som placeras direkt på sängbotten i kommunens vårdsäng i särskilt eller ordinärt boende.

Curocell Area Zone

Leverantör: Care of Sweden AB

www.careofsweden.se

Beskrivning: Tryckfördelande och självinställande madrass i kombination av luft och skum för behandling av trycksår upptill kategori 3. Madrassen har ingen pump utan anpassar sig automatiskt till brukaren och ger en individuell inställning. Madrassen har en skumkärna som är lägre vid fötterna vilket reducerar trycket mot hämlarna. De nio luftcellerna är fyllda med skum och är kopplade mellan varandra i ett slutet system, överst ligger det en bäddmadrass. Madrassen levereras med ett avtagbart ångpermeabelt elastiskt inkontinensöverdrag. Väska ingår. Curocell Area Zone är en stabil madrass när brukaren har förmågan att utföra förflyttningar självständigt.

Tillbehör: Förlängningsdelar i 10cm och 20cm till samtliga storlekar 995:-/st

Skötsel: Ingen installation och inget underhåll krävs. Madrassen läggs direkt på sängbotten och är klar att användas efter några minuter. Handcheck ska göras. Överdraget är avtorkningsbart med desinfektionsmedel och tvättbart i max 95 grader C. Se även bruksanvisning och madrassens märkning. Efter rengöring kontrollera överdraget, är överdraget skadat ska det bytas ut. Beräknad livslängd är 5 år när madrassen sköts enligt tillverkarens bruksanvisning. Tillverkningsdatum framgår genom märkning på madrassens stomme.

Max brukarvikt: 230kg

Upphandlade bredder: 90, 105 och 120cm. Längd 200cm. Höjd: 18cm.

Inköpspris: 7625:-



6. Tryckavlastande toppmadrass med pump

ISO-kod: 043306

Användningsområde: Toppmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass i vårdsäng eller säng med resår madrass.

Curocell A4 CX10

Leverantör: Care of Sweden AB

www.careofsweden.se

Beskrivning: Tryckavlastande madrass med luftväxlande automatisk pump vid behandling av trycksår upptill kategori 4. Toppmadrass som kräver undermadrass typ skummadrass eller resår madrass. Madrassen ställer automatiskt in sig efter brukarens vikt, längd, läge och position. Pumpen kan ställas in så att madrassen blir pulserande, alternerande eller med konstant lågt tryck. Omvårdnadsläge som efter 30 minuter automatiskt återgår till växlande läge. Madrassen kan ställas i transportläge och behåller maximalt lufttryck i minst 12 timmar. Inställning av komfort finns. Madrassen levereras med avtagbart ångpermeabelt inkontinensöverdrag med fästband i resår. Väska ingår.


Tillbehör: Undermadrass Prima 6, 6cm, krav i samband med placering i vårdsäng 1090:-

Skötsel: Installation av madrassen tar ca 60 minuter. Madrassens pump har automatisk inställning och är förinställd på pulserande läge. Handcheck ska göras. Överdraget är avtorkningsbart med desinfektionsmedel och tvättbart i max 95 grader C. Se även bruksanvisning och madrassens märkning. Efter rengöring kontrollera överdraget, är överdraget skadat ska det bytas ut. Beräknad livslängd är 5 år när madrassen sköts enligt tillverkarens bruksanvisning. Tillverkningsdatum framgår genom märkning på madrassens stomme och pump.

Max brukarvikt: 200kg

Upphandlade bredder: 85, 90, 105 och 120cm. Längd 200cm. Höjd 10cm.

Inköpspris: 10 400:-



7. Tryckavlastande madrass med pump

ISO-kod: 043306

Användningsområde: Madrass som placeras direkt på sängbotten i kommunens vårdsäng i särskilt eller ordinärt boende.

Curocell A4 CX15

Leverantör: Care of Sweden AB

www.careofsweden.se

Beskrivning: Tryckavlastande madrass med luftväxlande automatisk pump vid behandling av trycksår upptill kategori 4. Madrassen ställer automatiskt in sig efter brukarens vikt, längd, läge och position. Pumpen kan ställas in så att madrassen blir pulserande, alternerande eller med konstant lågt tryck. Omvårdnadsläge som efter 30 minuter automatiskt återgår till växlande läge. Madrassen kan ställas i transportläge och behåller maximalt lufttryck i minst 12 timmar. Inställning av komfort finns. Madrassen levereras med avtagbart ångpermeabelt inkontinensöverdrag med fästband i resår. Väska ingår.

Tillbehör: Förlängningsdelar i 10cm och 20cm till samtliga storlekar 845:-/st

Skötsel: Installation av madrassen tar ca 60 minuter. Madrassens pump har automatisk inställning och är förinställd på pulserande läge. Handcheck ska göras. Överdraget är avtorkningsbart med desinfektionsmedel och tvättbart i max 95 grader C. Se även bruksanvisning och madrassens märkning. Efter rengöring kontrollera överdraget, är överdraget skadat ska det bytas ut. Beräknad livslängd är 5 år när madrassen sköts enligt tillverkarens bruksanvisning. Tillverkningsdatum framgår genom märkning på madrassens stomme och pump.

Max brukarvikt: 220kg

Upphandlade bredder: 85, 90, 105 och 120cm. Längd 200cm. Höjd 15cm.

Inköpspris: 15 442:-

